

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V242E Masážní přístroj na lokty a ramena s vyhříváním a vibracemi 3 režimy

Popis:

Elektrické rychle se zahřívací ramenní podložky: Poskytují pohodlný tepelný šok pro úlevu od bolesti ramene a kolene a pro rekonvalescenci po zranění. Vestavěná infračervená topná podložka a vibrátor podporují krevní oběh a zmírňuje bolest, způsobenou omrzlinami ramene, natržením rotátorové manžety, podvrtnutím, paralýzou, natažením, ztuhlosti a bolesti.

Topná ramenní podložka s teplotním režimem se snadno ovládá. Dodává se s napájecím kabelem USB, který lze také použít doma zapojením do zásuvky pomocí adaptéru 5V/2A. Podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Stisknutím tlačítka jej zapnete/vypnete a klepnutím přepnete režimy.

Tento vyhřívací popruh je nastavitelný a lze jej nosit na jakémkoli rameni. Délka popruhu je nastavitelná, ideální pro jakýkoli typ postavy.

Ramenní topná podložka pro bolest rotátorové manžety je vyrobena z neoprenu. Odolný obal se automaticky vypne, aby se zabránilo přehřátí.

Technické specifikace:

Nastavitelný

Zapínání na suchý zip

Široké využití

Měkký materiál

3 režimy vyhřívání

Rozměry: 52 cm x 21 cm

Rozměry kapsy: 15 cm x 14 cm

Napájení: USB DC 5V

Materiál: neopren

První rychlostní stupeň (červené světlo), teplota je přibližně 44°C.

Druhý rychlostní stupeň (modré světlo), teplota je přibližně 41°C.

Třetí rychlostní stupeň (zelené světlo), teplota je přibližně 38°C.

Výstupní napětí adaptéru 8,5V/DC

První rychlostní stupeň (červené světlo), teplota je 56-65°C

Druhý rychlostní stupeň (modré světlo), teplota je 46-59°C

Třetí rychlostní stupeň (zelené světlo), teplota je 40-45°C

Poznámka: U různých měřících přístrojů a poloh měření může dojít k chybě 2-4°C.

Místo fyzioterapie: Koleno, stehno, hleň, rameno

Použitelná okolní teplota: -30°C až 15°C



- 1, Připojte popruh k výrobku suchým zipem. Po upevnění popruhu.
- 2, Prodlužte popruh zezadu a zajistěte jej suchým zipem pod paží a hrudníkem.
- 3, Zajistěte suchý zip a ujistěte se, že je pevně utažen.
- 4, Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund pro přepnutí režimu vyhřívání.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.