

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V242A Masážní přístroj na krk a šíje

Protože její nesprávné použití může představovat ohrožení života nebo zdraví. Před prvním používáním produktu si přečtěte a uschovejte návod, řiďte se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.

1, Popis a použití zařízení:

Inovativní masážní přístroj, který umožňuje a hloubkově masíruje pomocí přesných a účinných nízkofrekvenčních elektromagnetických pulzů. Umožňuje také připojení elektrod pro masáž svalů krku, ramen a zad. Elektrické pulzy generované masážním přístrojem jsou bezpečné a bezbolestné. Tento nízkofrekvenční elektromagnetický masážní přístroj na svaly je ideální pro úlevu od bolesti, uvolnění a posílení svalů a poskytuje příjemný pocit relaxace a úlevy.

2, Použití:

- Otevřete kryt baterií a vložte dvě baterie AAA .
- Nastavte vypínač ZAP/VYP do polohy Zapnuto.
- Před nasazením zařízení je třeba pokožku umýt a vysušit.
- Tlačítko ON (na pravé straně zařízení) zapíná zařízení.
- Tlačítko MODE (na pravé straně zařízení) mění režimy zařízení.
- Tlačítko LOW (na levé straně zařízení) snižuje intenzitu vyzařovaných vln.
- Tlačítko HIGH (na levé straně zařízení) zvyšuje intenzitu vyzařovaných vln.

Funkce zařízení:

- Masáž krku provedte po umístění masážního přístroje na krk a zkontrolujte, zda jsou kovové prvky rovnoměrně přitlačeny na kůži. Masáž dalších svalových skupin provedete připojením dvou dalších elektrod k přístroji.

- Poznámka: Po připojení dalších elektrod k zařízení se masážní přístroj změní z masáže krku na směřování elektrických impulsů do diod.

Režimy masáže:

- 1, Automatická kombinace všech programů, vysoké a nízké frekvence, modulační režim.
- 2, Vysokofrekvenční akupunkturní masáž. Počáteční pocit může způsobit mírnou bolest, která se postupně rozvíjí v jemný pocit mravenčení.
- 3, Forma masáže tlakem.
- 4, Středně frekvenční relaxační program (svítí kontrolky 113).
- 5, Nízkofrekvenční program, mírný pocit brnění, forma hnětací masáže (kontrolka 213 svítí).
- 6, Vysokofrekvenční program, znatelné svalové tepy, intenzivní masáž (svítí kontrolky 1,2,3).

Specifikace výrobku:

Vyrobeno z ABS a nerezové oceli

Napájení baterie 2x AAA, nejsou součástí balení

Pulzní frekvence: D-1000 Hz

Šířka impulzu: 20-400 μ s

Maximální pulzní výkon: max 300mA

Intenzita magnetického pole: 0,01T

Přibližné rozměry: 18x11,5x4,5cm

Bezpečnostní pokyny:

Tento spotřebič je určen pouze pro dospělé osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a nebo znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny jeho nebezpečným používáním zařízení a porozumět rizikům z něj vyplývajícím.

Nikdy neponořujte zařízení do vody.

K čištění používejte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.

Nepoužívejte poškozené zařízení.

Zařízení není určen pro hraní dětmi.

Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.

Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi a vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpouštědly.

Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.

Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití.

Provoz není možný, pokud výrobek : byl poškozen, nefunguje správně nebo byl delší dobu skladován v nepříznivých podmínkách nebo byl vystaven nadměrnému namáhání během přepravy. Je zakázáno používat výrobek, pokud je některá z jeho částí poškozena. Pokud je poškozen kabel, je zakázáno provádět opravy sami.

Nerozebírejte zařízení sami.

Nepoužívejte staré a nové baterie, různé značky a také nekombinujte baterie nabíjecí a nenabíjecí.

Baterie nenabíjejte, nepoškozujte ani neotevírejte.

Nepolykejte baterii, V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře.

Vložte baterie dle polarity.

Upozornění baterie:

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné baterie z produktu vyjmout.
3. Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte různé typy baterií ani nové a vybité baterie současně.
5. Baterie musí být vloženy dle vyznačené polarity.

6. Vybité baterie musí být z produktu vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.